


## Anti-Pof1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wvv4

Artikelnummer: CM0023251



### Einführung

POF1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv gegen Mensch und Ratte. Geeignet für Forschung zur Organisation von Epithelmonoschichten und zur Ovarialentwicklung. SWISS: Q8WVV4.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | POF1B Kaninchen pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | POF; POF2B; POF1B                                                                                                                |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                           |
| GeneID (Mensch)   | 79983                                                                                                                            |
| GeneID            | 79983                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein, Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz 330-560 von humanem POF1B (NP_079197.3) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                                                    |
| SWISS             | Q8WVV4                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 68kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Kühltasche                                                                                                                       |