

Anti-Pofut2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2G5

Artikelnummer: CM0017757



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes POFUT2 (FUT13), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der O-Fucosylierung von TSR-haltigen Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POFUT2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FUT13; C21orf80; POFUT2
Art	Mensch
GeneID	23275
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 240-370 des humanen POFUT2 (NP_056042.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2G5
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku