

Anti-Pold1-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28340

Artikelnummer: CM0009732



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen die katalytische Untereinheit der menschlichen DNA-Polymerase Delta (POLD1), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zur DNA-Replikation und -Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLD1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CDC2; MDPL; POLD; CRCS10; POLD1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5424
GeneID	5424
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1000-1107 des menschlichen POLD1 (P28340) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28340
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Kühlakku