


## Anti-Pold2 Polyclonale Antikörper Für Wb - P49005

Artikelnummer: CM0030808



### Einführung

Anti-POLD2 Kaninchen-polyclonale Antikörper validiert für WB und ELISA, detektiert menschliches POLD2 (DNA-Polymerase-Delta-Untereinheit 2) mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte; weit verbreitet in der Forschung zu DNA-Replikation und Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | POLD2 Rabbit pAb                                                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | POLD2                                                                                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                 |
| GeneID (Mensch)   | 5425                                                                                                                                                   |
| GeneID            | 5425                                                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-360 des menschlichen POLD2 (NP_006221.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                              |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                    |
| SWISS             | P49005                                                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 51 kDa                                                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                              |