

Anti-Pold3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15054

Artikelnummer: CM0026845



Einführung

POLD3 Rabbit pAb, ein polyklonaler Kaninchenantikörper gegen DNA-Polymerase-Delta-Untereinheit 3 für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; geeignet für Proben von Mensch und Maus. Forschungseinsatz bei DNA-Replikation und Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLD3 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	P66; P68; PPP1R128; POLD3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10714
GenID	10714
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 197-466 des menschlichen POLD3 (NP_006582.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15054
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel