


Anti-Poldip2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y2S7

Artikelnummer: CM0015476



Einführung

Dieser polyklonale Antikörper wurde in Kaninchen gegen humanes POLDIP2 erzeugt und für WB und ELISA validiert. Er erkennt das 42-kDa-Protein und zeigt Kreuzreaktivität mit Orthologen von Maus und Ratte, wodurch er ein wertvolles Hilfsmittel für Studien zur DNA-Reparatur ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLDIP2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p38; POLD4; PDIP38; POLDIP2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26073
Gen-ID	26073
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 des humanen POLDIP2 (NP_056399.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2S7
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku