

Anti-Pole2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P56282

Artikelnummer: CM0017443



Einführung

Kaninchen anti-POLE2 polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA; reagiert mit Mensch und Maus. DNA-Polymerase-Epsilon-Untereinheit 2, beteiligt an DNA-Replikation und -reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLE2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DPE2; POLE2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5427
GenID	5427
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P56282
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel