

Anti-Pole4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nr33

Artikelnummer: CM0026901

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes POLE4 (p12), eine akzessorische Untereinheit der DNA-Polymerase Epsilon. Validiert für WB und ELISA, ideal für die DNA-Replikations- und Reparaturforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLE4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p12; YHHQ1; POLE4
Spezies	Human
Gen-ID	56655
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-117 von humanem POLE4 (NP_063949.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NR33
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel