

Anti-PolG2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q9Uhn1

Artikelnummer: CM0027994



Einführung

Hochwertiger Anti-POLG2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Spezifisch für humanes, murines, ratten POLG2 (Q9UHN1), mitochondriale DNA-Polymerase-Zusatzuntereinheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HP55; POLB; PEOA4; POLGB; MTPOLB; MTDPS16; MTDPS16A; MTDPS16B; POLG-BETA; POLG2
Spezies	Human
GeneID (human)	11232
GeneID	11232
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 216-485 von humanem POLG2 (NP_009146.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHN1
Protein-Gewicht	55kDa
Versand	Eistüte