


Anti-POLL Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ugp5

Artikelnummer: CM0030455



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane DNA-Polymerase Lambda (POLL), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung in DNA-Reparaturwegen, einschließlich Basenexzisionsreparatur und nicht-homologer Endverknüpfung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BETAN; POLKAPPA; POLL
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	27343
GeneID	27343
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 421-575 von humanem POLL (NP_037406.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UGP5
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel