


Anti-Polr1B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H9Y6

Artikelnummer: CM0018514



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen POLR1B (RPA135), eine Kerneinheit der RNA-Polymerase I. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für Studien zur nukleolären Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	A135; RPA2; TCS4; RPA135; Rpo1-2; POLR1B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	84172
Gen-ID	84172
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 670-900 des humanen POLR1B (NP_061887.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9H9Y6
Protein-Gewicht	128 kDa
Versand	Eistasche