


Anti-Polr1C Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15160

Artikelnummer: CM0014088



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der auf humanes POLR1C (RPAC1) abzielt, validiert für Western Blot und ELISA. Unverzichtbar für die Untersuchung der RNA-Polymerase I/III-Transkription, nukleolärer Funktionen und leukodystrophieassoziierten Signalwege. - O15160

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR1C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	AC40; RPA5; TCS3; HLD11; RPA39; RPA40; RPAC1; RPC40; POLR1C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9533
GenID	9533
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-200 von humanem POLR1C (NP_976035.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15160
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel