


Anti-Polr1E Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Gzs1

Artikelnummer: CM0013738



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen POLR1E (PAF53/RPA49), eine Pol I-Untereinheit, die für die rRNA-Transkription essenziell ist. Validiert für WB, IP, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Nukleolus- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR1E Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	A49; PAF53; PRAF1; RPA49; POLR1E
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64425
GenID	64425
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-419 des menschlichen POLR1E (NP_071935.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZS1
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel