


Anti-Polr2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P24928

Artikelnummer: CM0024670



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes POLR2A (RPB1), die katalytische Untereinheit der RNA-Polymerase II, gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Transkriptionsmechanismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR2A Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiILS; hsRPB1; hRPB220; POLR2A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5430
GenID	5430
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem POLR2A (NP_000928.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24928
Proteingewicht	217kDa
Versand	Eisbeutel