


Anti-Polr2B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P30876

Artikelnummer: CM0030289



Einführung

Anti-POLR2B kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattespezifisches POLR2B (134 kDa). Rekombinantes Immunogen (aa 1-260). Unverzichtbar für die RNA-Polymerase-II-Transkription und die Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	POLR2B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RPB2, POL2RB, hRPB140, POLR2B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5431
GenID	5431
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem POLR2B (NP_000929.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30876
Proteingewicht	134 kDa
Versand	Eisbeutel