

Anti-Polr2D-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O15514

Artikelnummer: CM0007287



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes POLR2D (RPB4), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Hervorragendes Hilfsmittel zur Untersuchung der Transkriptionsmaschinerie der RNA-Polymerase II. Nur für Forschungszwecke bestimmtes Produkt von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR2D-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	RPB4; RPB4; RPB16; HSRBP4; HSRPB4; POLR2D
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5433
GeneID	5433
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-142 des humanen POLR2D (NP_004796.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15514
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku