


Anti-Polr2F Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P61218

Artikelnummer: CM0026636



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen POLR2F (RPABC2) gerichtet ist, eine gemeinsame Untereinheit der RNA-Polymerasen I, II und III. Validiert für WB und ELISA, reaktiv mit humanen und Ratten-Proben. Ideal für Studien zum Transkriptionsmechanismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR2F Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPB6; POLRF; RPC15; RPABC2; RPB14.4; HRBP14.4; RPABC14.4; POLR2F
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5435
GenID	5435
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-127 von humanem POLR2F (NP_068809.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P61218
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel