

Anti-Polr2G Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62487

Artikelnummer: CM0027110



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane RNA-Polymerase-II-Untereinheit RPB7 (POLR2G). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für Transkriptions- und RNA-Polymerase-II-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR2G Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPB7; RPB19; hRPB19; hsRPB7; POLR2G
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5436
Gen-ID	5436
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-172 von humanem POLR2G (NP_002687.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P62487
Proteinmasse	19kDa
Versand	Eisbeutel