


Anti-Polr2H Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P52434

Artikelnummer: CM0026295



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen POLR2H (RPB8/RPABC3), validiert für WB, IP und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für RNA-Polymerase-Forschung und Transkriptionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	POLR2H Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H
Spezies	Human
Gen-ID	5437
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-150 von humanem POLR2H (NP_006223.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P52434
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eistasche