


Anti-Polr2H Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P52434

Artikelnummer: CM0015474



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die Untereinheit RPABC3 (POLR2H) der DNA-abhängigen RNA-Polymerasen I, II und III. Geeignet für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA mit Proben aus Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR2H Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	RPB8; RPB17; RPABC3; POLR2H
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5437
GeneID	5437
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-150 des menschlichen POLR2H entspricht (NP_006223.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P52434
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Kühlakku