


Anti-Polr2J Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P52435

Artikelnummer: CM0023481



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes POLR2J (RPB11-a), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Geeignet für RNA-Polymerase-II-Transkriptionsstudien. Kreuzreagiert mit Maus; nukleäre Lokalisierung und ubiquitäre Expression mit hohen Spiegeln in Herz und Muskel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR2J Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPB11; RPB11A; RPB11m; hRPB14; POLR2J1; POLR2J
Spezies	Human
GeneID (Human)	5439
GeneID	5439
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-117 von humanem POLR2J (NP_006225.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P52435
Protein-Gewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel