


Anti-Polr2L Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62875

Artikelnummer: CM0023763



Einführung

POLR2L Kaninchen pAb, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf RNA-Polymerase-Untereinheit RPABC5; ideal für Transkriptions- und Chromatinstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR2L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RBP10; RPB10; RPABC5; RPB7.6; hRPB7.6; RPB10beta; POLR2L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5441
Gen-ID	5441
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-67 von menschlichem POLR2L (NP_066951.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62875
Proteingewicht	8kDa
Versand	Eisbeutel