

## Anti-Polr3C Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bui4

Artikelnummer: CM0017430



### Einführung

POLR3C Kaninchen pAb, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt die RNA-Polymerase III-Untereinheit RPC3 (RPC62), einen DNA-Sensor und Transkriptionsbestandteil. Ideal für Forschung zu angeborener Immunität und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | POLR3C Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | C82; RPC3; RPC62; POLR3C                                                                                                   |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| Gen-ID (Human)    | 10623                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 10623                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 von humanem POLR3C (NP_006459.3) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | Q9BUI4                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 61kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |