


Anti-Polr3F-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H1D9

Artikelnummer: CM0017944



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes POLR3F (RPC6, RPC39) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt eine 36 kDa-Bande, geeignet für die RNA-Polymerase-III-Forschung und Studien zur angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR3F Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C34; RPC6; RPC39; IMD101; POLR3F
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10621
GenID	10621
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von humanem POLR3F (NP_006457.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H1D9
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel