


Anti-Polr3K Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y2Y1

Artikelnummer: CM0028030



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes POLR3K, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt eine wichtige Untereinheit der RNA-Polymerase III, die an der Transkriptionsgenauigkeit und der angeborenen Immunerkennung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLR3K Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C11, HLD21, My010, RPC10, RPC11, RPC12.5, C11-RNP3, POLR3K
Spezies	Human
Gen-ID	51728
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-108 des humanen POLR3K (NP_057394.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y2Y1
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel