

Anti-Polrmt-Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O00411

Artikelnummer: CM0022769



Einführung

Polyclonaler Kaninchen-Anti-POLRMT-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit der mitochondrialen RNA-Polymerase von Mensch und Ratte und ermöglicht Studien zur mitochondrialen Transkription und Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POLRMT-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	APOLMT; MTRNAP; MTRPOL; COXPD55; h-mtRPOL; POLRMT
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5442
Gen-ID	5442
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 42-230 des humanen POLRMT (NP_005026.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O00411
Proteingewicht	139 kDa
Versand	Icebag