


Anti-Pomgnt1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wza1

Artikelnummer: CM0030238



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes POMGNT1 (GnT I.2), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur O-Mannosylierung und Studien zu Dystroglykanopathien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POMGNT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEB; RP76; GNTI.2; LGMD2O; GnT I.2; LGMDR15; MGAT1.2; gnT-I.2; POMGNT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55624
Gen-ID	55624
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 411-660 von humanem POMGNT1 (NP_060209.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WZA1
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel