

Anti-Pomgnt2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nat1

Artikelnummer: CM0017937



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes POMGNT2, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von O-Mannosylierung, Dystroglykan-Glykosylierung und Mechanismen der kongenitalen Muskeldystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POMGNT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AGO61; GTDC2; MDDGA8; MDDGC8; C3orf39; POMGNT2
Spezies	Human
GeneID (human)	84892
GeneID	84892
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz von 160-340 des humanen POMGNT2 (NP_116195.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NAT1
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel