

## Anti-Pomk-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H5K3

Artikelnummer: CM0017507

### Einführung

Kaninchens polyklonaler Antikörper gegen Protein O-Mannose-Kinase (POMK), validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte für die Dystroglykanopathie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | POMK Kaninchen pAb                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | SGK196; MDDGA12; MDDGC12; POMK                                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| Gen-ID (Mensch)   | 84197                                                                                                                           |
| Gen-ID            | 84197                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-350 von humanem POMK (NP_115613.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                     |
| SWISS             | Q9H5K3                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 40kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |