

Anti-Pomt1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6A1

Artikelnummer: CM0017771

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes POMT1 (Protein O-Mannosyltransferase 1). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Vorhergesagte Bandgröße ~85 kDa. Ideal für Forschung zu Dystroglykanopathien und Glykosylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POMT1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RT; LGMD2K; MDDGA1; MDDGB1; MDDGC1; LGMDR11; POMT1
Art	Mensch
Gen-ID	10585
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 310-550 des humanen POMT1 (NP_001070833.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y6A1
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Eispack