


Anti-Pon1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P27169

Artikelnummer: CM0009655



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PON1 (Serum-Paraoxonase/Arylesterase 1). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein 40 kDa Protein (SWISS: P27169).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PON1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ESA; PON; MVCD5; PON1
Spezies	Human
GeneID (Human)	5444
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem PON1 (P27169).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P27169
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel