


Anti-Pon1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P27169

Artikelnummer: CM0018182



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PON1 (P27169) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal zur Untersuchung der Funktion der Serum-Paraoxonase/Arylesterase 1 bei der Organophosphat-Hydrolyse und der HDL-assoziierten antioxidativen Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PON1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ESA; PON; MVCD5; PON1
Spezies	Human
Gen-ID	5444
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 9-109 des humanen PON1 (NP_000437.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P27169
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel