

Anti-Pon2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15165

Artikelnummer: CM0022043

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PON2 (Serum-Paraoxonase/Arylesterase 2), validiert für WB und ELISA. Ziel ist ein 39 kDa Membranprotein, das an antioxidativen Aktivitäten und der Prävention von Lipidperoxidation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PON2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PON2
Spezies	Human
GeneID	5445
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-210 des humanen PON2 (NP_000296.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q15165
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel