

Anti-Pon3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15166

Artikelnummer: CM0019795

Einführung

Hochwertiges polyklonales Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches PON3 gerichtet ist und für WB- und ELISA-Anwendungen validiert wurde. Ideal zur Untersuchung der Funktion von Serum-Paraoxonase/Laktonase 3 und der Hydrolyse von Statin-Prodrugs. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PON3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PON3
Spezies	Mensch (Human)
Gen-ID (Mensch)	5446
Gen-ID	5446
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von menschlichem PON3 (NP_000931.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch (Human)
SWISS	Q15166
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel