

Anti-Pop4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 095707

Artikelnummer: CM0027410



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen POP4 (RPP29), eine Ribonuklease P-Untereinheit, die an der tRNA-Reifung beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die tRNA-Prozessierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POP4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	RPP29; POP4
Spezies	Mensch
GeneID (human)	10775
GeneID	10775
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 des menschlichen POP4 (NP_006618.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95707
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel