

Anti-Pop4 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - O95707

Artikelnummer: CM0016203



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-POP4-Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA, gegen die humane und Ratten-Ribonuklease P-Untereinheit p29. Ideal für die tRNA-Prozessierung und nukleoläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POP4 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	RPP29; POP4
Spezies	Human
GeneID (Human)	10775
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-220 des humanen POP4 (NP_006618.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	O95707
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel