

Anti-Pop5 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q969H6

Artikelnummer: CM0021789



Einführung

Hochwertiger kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes POP5, eine wichtige Untereinheit der Ribonuklease P- und MRP-Komplexe, die an der Reifung von tRNA und rRNA beteiligt sind. Validiert für WB und ELISA; Kreuzreaktivität mit Mensch und Ratte. - Q969H6

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	POP5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPP2; RPP20; hPop5; HSPC004; POP5
Spezies	Mensch
Gen-ID	51367
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem POP5 (NP_057002.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q969H6
Proteinmasse	19 kDa
Versand	Eisbeutel