

Anti-Pop7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075817

Artikelnummer: CM0024924



Einführung

Validieren Sie die endogene POP7-Expression mit diesem Kaninchen-polyklonalen Antikörper (075817) für Western Blot und ELISA; geeignet für die Untersuchung von Ribonuklease P/MRP-Komplexen bei der Prozessierung von tRNA und rRNA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POP7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RPP2; RPP20; 0610037N12Rik; POP7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10248
GenID	10248
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-140 von menschlichem POP7 (NP_005828.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	075817
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel