

Anti-PorcN Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H237

Artikelnummer: CM0015662



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PORCN, eine Palmitoleoyltransferase des Wnt-Signalwegs, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Wnt-Signalwegs und damit verbundener Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PORCN Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	PPN; DHOF; FODH; MG61; PORC; PORCN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64840
Gen-ID	64840
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 220-320 des humanen PORCN (NP_982299.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H237
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eisbeutel