

Anti-Pou1F1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P28069

Artikelnummer: CM0024466



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes POU1F1 (PIT1/GHF-1), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Forschung an Hypophysenentwicklung und Transkriptionsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POU1F1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a; POU1F1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5449
GenID	5449
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 124-273 von humanem POU1F1 (NP_000297.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28069
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel