

Anti-Pou1F1 Kaninchen-Polklonale Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P28069

Artikelnummer: CM0023812



Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper gegen POU1F1 (PIT1/GHF-1), geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-POU1F1, einen hypophysenspezifischen Transkriptionsfaktor, der an der Regulation von Wachstumshormon und Prolaktin beteiligt ist. Ideal für Forschung zur Hypophysenentwicklung und Endokrinologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	POU1F1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	PIT1; CPHD1; GHF-1; Pit-1; POU1F1a
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5449
Gen-ID	5449
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28069
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel