

Anti-Pou2Af1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16633

Artikelnummer: CM0029176



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen POU2AF1, einen B-Zell-spezifischen transkriptionellen Coaktivator, der für die Bildung von Keimzentrums essenziell ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POU2AF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BOB1; OBF1; OCAB; OBF-1; POU2AF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5450
Gen-ID	5450
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-256 von menschlichem POU2AF1 (NP_006226.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16633
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel