

Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Gegen Pou2F1/Oct1 Für Wb, Elisa - P14859

Artikelnummer: CM0022262



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes POU2F1/OCT1, angeboten für WB- und ELISA-Anwendungen, kreuzreagiert mit Ratte, mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 76 kDa. Ideal für Studien zu Transkriptionsfaktoren und Chromatin. UniProt P14859.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POU2F1/OCT1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	OCT1; OTF1; Oct1Z; oct-1B; POU2F1/OCT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5451
GenID	5451
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 15-290 von humanem POU2F1/OCT1 (NP_001185712.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P14859
Proteinmolekulargewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel