

Anti-Pou2F2 (Oct2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P09086

Artikelnummer: CM0021055



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes POU2F2 (OCT2, OTF2), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Transkriptionsfaktoren in der B-Zell- und Immunglobulin-Regulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POU2F2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OCT2; OTF2; Oct-2; POU2F2
Spezies	Human
GeneID (human)	5452
GeneID	5452
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-479 von humanem POU2F2 (NP_001193954.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P09086
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eistasche