


Anti-Pou2F3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uki9

Artikelnummer: CM0013788



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes POU2F3 (Oct-11), geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Zielt auf einen Transkriptionsfaktor ab, der an der Keratinozyten-Differenzierung und der Funktion von Tuft-Zellen beteiligt ist. Ideal für dermatologische Forschung und Forschung zur mukosalen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POU2F3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PLA1; OCT11; PLA-1; Epoc-1; OCT-11; OTF-11; Skn-1a; POU2F3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	25833
Gen-ID	25833
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-180 von humanem POU2F3 (NP_055167.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9UKI9
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel