

Anti-Pou3F1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q03052

Artikelnummer: CM0022417

Einführung

POU3F1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der auf den menschlichen OCT6/SCIP-Transkriptionsfaktor abzielt. Validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Stammzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POU3F1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OCT6; OTF6; SCIP; POU3F1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5453
Gen-ID	5453
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem POU3F1 (NP_002690.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q03052
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eistasche