

Anti-Pou3F2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20265

Artikelnummer: CM0023329



Einführung

Affinitätsgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den menschlichen Transkriptionsfaktor POU3F2 (BRN2, OCT7). Validiert für Western Blot und ELISA; zielt auf die neuroektodermale Linie. Ideal für Studien zur neuronalen Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POU3F2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRN2; OCT7; OTF7; OTF-7; POUF3; brn-2; oct-7; N-Oct3; POU3F2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5454
Gen-ID	5454
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-68 von menschlichem POU3F2 (NP_005595.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20265
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel