

Anti-Pou3F4 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P49335

Artikelnummer: CM0019362

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes POU3F4 (BRN-4), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-POU3F4. Geeignet für Neurowissenschaftsforschung und Transkriptionsfaktorstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POU3F4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRN4; DFN3; OTF9; BRN-4; DFNX2; OCT-9; OTF-9; BRAIN-4; POU3F4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5456
Gen-ID	5456
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-190 des humanen POU3F4 (NP_000298.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49335
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche