

Anti-Pou4F1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q01851

Artikelnummer: CM0023253

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes POU4F1 (BRN3A), kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Validiert in WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für Studien zur neuronalen Differenzierung, Apoptose und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POU4F1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRN3A, RDC-1, ATITHS, Oct-T1, brn-3A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5457
Gen-ID	5457
Immunogen	Rekombinantes Protein; Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von humanem POU4F1 (NP_006228.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01851
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel