

Anti-Pou4F2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q12837

Artikelnummer: CM0024460

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches POU4F2 (BRN3B) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zur Differenzierung von retinalen Ganglienzellen und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	POU4F2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BRN3B; BRN3.2; Brn-3b; POU4F2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5458
GenID	5458
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem POU4F2 (NP_004566.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q12837
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel